

Memmert-Produkte

Universalschränke U	Brutschränke I	Sterilisatoren S	100	200	300	400	500	550	600	700	800
Basic: +30°C bis +220°C E/P: +30°C bis +250°C* *Aufpreisoption bis 300°C	+30°C bis +70°C P: zusätzlich Steri Card zur Innenraumsterilisation	Basic: +30°C bis +220°C E/P: +30°C bis +250°C	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
UNB natürliche Luftbewegung (Konvektion)	-	-	UNB 100	UNB 200	UNB 300	UNB 400	UNB 500	-	-	-	-
UFB forcierte Luftbewegung (Fan)	-	-	-	-	-	UFB 400	UFB 500	-	-	-	-
-	INB natürliche Luftbewegung (Konvektion)	-	-	INB 200	INB 300	INB 400	INB 500	-	-	-	-
-	-	SNB natürliche Luftbewegung (Konvektion)	SNB 100	SNB 200	SNB 300	SNB 400	-	-	-	-	-
-	-	SFB forcierte Luftbewegung (Fan)	-	-	-	SFB 400	SFB 500	-	-	-	-
UNE natürliche Luftbewegung (Konvektion)	-	-	-	UNE 200	UNE 300	UNE 400	UNE 500	UNE 550	UNE 600	UNE 700	UNE 800
UFE forcierte Luftbewegung (Fan)	-	-	-	-	-	UFE 400	UFE 500	UFE 550	UFE 600	UFE 700	UFE 800
-	INE natürliche Luftbewegung (Konvektion)	-	-	INE 200	INE 300	INE 400	INE 500	INE 550	INE 600	INE 700	INE 800
-	IFE forcierte Luftbewegung (Fan)	-	-	-	-	IFE 400	IFE 500	IFE 550	IFE 600	IFE 700	IFE 800
-	-	SNE natürliche Luftbewegung (Konvektion)	-	SNE 200	SNE 300	SNE 400	-	-	-	-	-
-	-	SFE forcierte Luftbewegung (Fan)	-	-	-	SFE 400	SFE 500	SFE 550	SFE 600	SFE 700*	SFE 800*
UNP natürliche Luftbewegung (Konvektion)	-	-	-	UNP 200	UNP 300	UNP 400	UNP 500	UNP 550	UNP 600	UNP 700	UNP 800
UFP forcierte Luftbewegung (Fan)	-	-	-	-	-	UFP 400	UFP 500	UFP 550	UFP 600	UFP 700	UFP 800
-	INP natürliche Luftbewegung (Konvektion)	-	-	INP 200	INP 300	INP 400	INP 500	INP 550	INP 600	INP 700	INP 800
-	IFP forcierte Luftbewegung (Fan)	-	-	-	-	IFP 400	IFP 500	IFP 550	IFP 600	IFP 700	IFP 800
-	-	SFP forcierte Luftbewegung (Fan)	-	-	-	SFP 400	SFP 500	SFP 550	SFP 600	SFP 700*	SFP 800*

* mit Sicherheitsschloss versperrbar